


A toda máquina




UroStream™
HYDROPHILIC WIRE GUIDE



Actualícese a la guía de alambre hidrofílico UroStream y vea cómo hemos mejorado la navegación a través de cálculos impactados, obstrucciones ureterales y anatomías tortuosas.

Diseñada con una exclusiva funda de polímero radiopaco (impregnada de tungsteno) para facilitar la visualización bajo fluoroscopia, la guía de alambre UroStream ha demostrado tener una radiopacidad superior a la de otras guías de alambre disponibles en el mercado.*

Presenta un núcleo de nitinol reforzado y resistente al acodamiento, y tiene una punta distal flexible para reducir el riesgo de traumatismos indebidos.




*Pruebas de radiopacidad de la guía de alambre Cook UroStream y las guías de alambre actualmente en el mercado. TS210234-R (2021).



Fabricada por Cook, ¡de principio a fin!

Empiece a usar una guía de alambre UroStream y explore las ventajas de nuestra completa cartera de productos para optimizar sus procedimientos.



Guía de alambre hidrofílico UroStream™

Se utiliza para obtener acceso, para establecer conductos y para facilitar la colocación, sustitución e intercambio de productos sanitarios durante procedimientos urológicos.

Referencia	Número de referencia	Diámetro inch	Longitud cm	Longitud del extremo cónico cm	Longitud de la punta flexible cm
Portador estándar con punta recta: nitinol con una funda de poliuretano impregnada con tungsteno					
G59149	UROS-025150	0,025	150	14	3
G59151	UROS-035150	0,035	150	14	3
G59155	UROS-038150	0,038	150	14	3
Portador estándar con punta angulada: nitinol con una funda de poliuretano impregnada con tungsteno					
G59150	UROS-025150-A	0,025	150	14	3
G59152	UROS-035150-A	0,035	150	14	3
G59158	UROS-038150-A	0,038	150	14	3
Portador rígido con punta recta: nitinol con una funda de poliuretano impregnada con tungsteno					
G59153	UROS-035150-S	0,035	150	20	3
G59156	UROS-038150-S	0,038	150	20	3
Portador rígido con punta angulada: nitinol con una funda de poliuretano impregnada con tungsteno					
G59154	UROS-035150-AS	0,035	150	20	3
G59159	UROS-038150-AS	0,038	150	20	3

Customer Support

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4