


Per una navigazione migliore




UroStream™
HYDROPHILIC WIRE GUIDE



Passate alla guida idrofila UroStream per migliorare la navigazione attraverso calcoli impattati, ostruzioni ureterali e anatomie tortuose.

Progettata con un'esclusiva guaina di rivestimento radiopaca in polimero (impregnato di tungsteno) per facilitare la visualizzazione in fluoroscopia, la guida UroStream ha dimostrato di possedere una radiopacità superiore a quella di altre guide disponibili sul mercato*.

È dotata di un'anima in nitinol rinforzata e resistente agli attorcigliamenti, con una punta distale flessibile per ridurre il rischio di traumi eccessivi.




*Da test di radiopacità condotti sulla guida Cook UroStream e su altre guide attualmente reperibili sul mercato. TS210234-R (2021).



Realizzata da Cook, dall'inizio alla fine!

Scoprite la guida UroStream e tutti i vantaggi del nostro portfolio di prodotti per semplificare le vostre procedure.



Guida idrofila UroStream™

Utilizzata per ottenere accesso, creare un tramite e come ausilio nel posizionamento, nella sostituzione e nello scambio di dispositivi medici nel corso di procedure urologiche.

Ordine Numero	Codice prodotto	Diametro inch	Lunghezza cm	Lunghezza della sezione rastremata cm	Lunghezza della punta flessibile cm
Corpo standard con punta diritta: nitinol con guaina di rivestimento in poliuretano impregnato di tungsteno					
G59149	UROS-025150	0,025	150	14	3
G59151	UROS-035150	0,035	150	14	3
G59155	UROS-038150	0,038	150	14	3
Corpo standard con punta angolata: nitinol con guaina di rivestimento in poliuretano impregnato di tungsteno					
G59150	UROS-025150-A	0,025	150	14	3
G59152	UROS-035150-A	0,035	150	14	3
G59158	UROS-038150-A	0,038	150	14	3
Corpo rigido con punta diritta: nitinol con guaina di rivestimento in poliuretano impregnato di tungsteno					
G59153	UROS-035150-S	0,035	150	20	3
G59156	UROS-038150-S	0,038	150	20	3
Corpo rigido con punta angolata: nitinol con guaina di rivestimento in poliuretano impregnato di tungsteno					
G59154	UROS-035150-AS	0,035	150	20	3
G59159	UROS-038150-AS	0,038	150	20	3

Customer Support

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4