


Messen Sie den Druck  
direkt im Pfortadersystem  
bei der Endosonografie.



EchoTip<sup>®</sup> Insight<sup>™</sup>  
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

# Möglichkeit der Druckmessung im Pfortadersystem für die Endohepatologie


Das EchoTip Insight-System ermöglicht Endoskopikern die Messung des Drucks im Pfortadersystem bei der Endosonografie. Ein neues minimalinvasives Verfahren, das nun umfassende Untersuchungen der Leber durch endoskopische Prozeduren ermöglicht.


## Direkte Messung

Mit dem EchoTip Insight-System lässt sich der Druck direkt in Portal- und Lebervenen messen. Der Durchschnitt von 3 EUS-gesteuerten Messungen in jeder Vene wird genommen, um den Druckgradienten zu bestimmen.

## Genauere Messung

Der Transducer ermöglicht die genaue Messung des Pfortader-Druckgradienten zur Entscheidung über die für den Patienten geeignete Behandlung.





### Kanüle

- Echogene Spitze - zur Überprüfung, ob sich die Spitze der Kanüle im Zielbereich befindet
- Dünne Kanüle (25 Gauge) - für den Zugang zum Pfortadersystem und den Abflusswegen der Leber

### Transducer

- Digitale Anzeige des gemessenen Drucks
- Selbstkalibrierender Transducer
- Kompakte Abmessungen

**EchoTip<sup>®</sup> Insight<sup>™</sup>**  
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

# Produktspezifikationen

Dieses Instrument dient dem Zugang zu Portal- und Lebervenen durch den Arbeitskanal eines Ultraschallendoskops mit dem Ziel, eine direkte Druckmessung zu ermöglichen.

Bestellnummer	Referenznummer	Kanülen- größe Gage	Größe der Schleuse Fr	Einstellbare Kanülenaus- fahrlänge cm	Verbindungs- schlauch Länge cm	Druckbereich mm Hg	Mindest- größe des Arbeitskanals mm
G58000	ECHO-PPG-I	25	5,2	8	90	-199 bis +999	2,8

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

## Vista® | Aus- und Fortbildung

Mehr über EchoTip Insight erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder unter [www.cookmedical.eu](http://www.cookmedical.eu).

Informationen zur Teilnahme an einem unserer Vista-Workshops zur Aus- und Weiterbildung finden Sie auf unserer Vista-Website: [vista.cookmedical.com](http://vista.cookmedical.com).

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](mailto:cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](mailto:cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4