

Für einen zuverlässigen Verschluss.

Eins-zu-eins-Rotation für eine präzise Positionierung und ein gewebebegreifendes Design für einen sicheren Verschluss.



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Instinct Plus®

ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Der Instinct Plus endoskopische Clip-Applikator wird für die endoskopische Clip-Positionierung im Gastrointestinal-Trakt für folgende Zwecke eingesetzt:

- Endoskopische Markierung
- Hämostase für:
 - Schleimhaut-/ Submukosadefekte von weniger als 3 cm
 - Blutende Geschwüre
 - Arterien von weniger als 2 mm
 - Polypen mit einem Durchmesser von weniger als 1,5 cm
 - Divertikel im Dickdarm
 - Prophylaktisches Clipping zur Verringerung des Risikos einer verzögerten Blutung nach Resektion der Läsion
- Verankerung von Jejunal-Ernährungs sonden an der Dünndarmwand
- Als ergänzende Methode zum Verschluss luminaler Perforationen des GI-Trakts von weniger als 20 mm, die konservativ behandelt werden können
- Verankerung zur Befestigung von vollständig abgedeckten selbstexpandierenden Metallstents an der Speiseröhrenwand bei Patienten mit Fisteln, Leaks, Perforationen oder Nahtruptur



Bestellnummer	Referenznummer	Breite der Clip-Öffnung mm	Katheter mit Fr-Größe	Katheterlänge cm	Menge	MR-Status	Minimaler Durchmesser des vorwärtsgerichteten Sichtarbeitskanals mm	Minimaler Durchmesser des seitlichen Sichtarbeitskanals mm
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	Bedingt MR-sicher	2,8	4,2

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4