

Gestión simple y segura de guías.



SnapLoc™

WIRE GUIDE LOCKING DEVICE

Durante su próximo procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), piense en la posibilidad de usar SnapLoc para bloquear de forma segura la guía en su lugar y eliminar la necesidad de conjeturas. La acción de bloqueo simple de un solo paso le brinda confianza en un accesorio firmemente sujeto mientras se mantiene el acceso y también durante los intercambios.



SnapLoc™

WIRE GUIDE LOCKING DEVICE

Este dispositivo es un accesorio que se utiliza con dispositivos endoscópicos biliares y pancreáticos para bloquear las guías en su lugar y evitar el reflujo de fluidos corporales durante la CPRE.

- SnapLoc le permite administrar hasta dos guías a la vez.
- Ayuda a reducir el reflujo de fluidos corporales durante el intercambio de dispositivos.¹
- Proporciona una acción de bloqueo de un solo paso para una fijación segura.
- También ayuda a minimizar el desorden en el puerto de instrumentos debido al diseño intuitivo de perfil bajo.

Referencia	Referencia de producto	Fabricante de endoscopios	Cantidad en caja
G59683	SNAPLOC-O	Olympus®	10
G59686	SNAPLOC-P	Pentax®	10
G59685	SNAPLOC-F	Fujifilm®	10

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa sobre el producto y la prescripción en detalle, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, avisos, precauciones y posibles acontecimientos adversos. Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

OLYMPUS es una marca registrada de Olympus Corporation (Tokio, Japón), Olympus America Inc. o sus entidades afiliadas.

PENTAX es una marca registrada de Pentax Imaging Company.

FUJIFILM es una marca comercial de FUJIFILM corporation.

1. Documentos internos de Cook: #D00266104 y #D00266105.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4