

Velocità di flusso costanti durante l'aspirazione di ovociti



Cook® Vacuum Pump

Progettata appositamente per l'aspirazione di ovociti, la pompa di aspirazione Cook è una pompa di aspirazione regolata, costruita con la massima precisione.



Pompa di aspirazione Cook®

Usata per fornire un vuoto regolato, a flusso ridotto, fino a -500 mmHg per scopi di aspirazione generali.

- L'unità ultra-silenziosa e senza vibrazioni garantisce una pressione del vuoto costante.
- Un segnale acustico regolabile indica l'attivazione dell'azione aspirante.
- Il display LED di facile lettura indica l'impostazione della pressione in mmHg o kPa.
- Il pedale consente l'utilizzo a mani libere e, quando viene premuto, garantisce una rapida aspirazione a livello della punta dell'ago.
- È inclusa una linea del vuoto monouso con filtro idrofobo.

Codice di ordinazione

Codice prodotto

G49275

K-MAR-5200

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti.



Linea del vuoto monouso con filtro idrofobo

Usata per collegare aghi per aspirazione di ovociti alla pompa di aspirazione Cook® per evitare la contaminazione della pompa.

- Il raccordo universale Luer Lock, incluso su tutti gli aghi per aspirazione di ovociti Cook, semplifica il collegamento alla pompa.
- La linea del vuoto è monouso per ridurre le possibilità di contaminazione incrociata tra pazienti.

Codice di ordinazione

Codice prodotto

G38692

K-DVLF-240

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4