


# Cała naprzód




**UroStream™**  
HYDROPHILIC WIRE GUIDE



## Zaktualizuj swój zestaw narzędzi o przewodnik UroStream z powłoką hydrofilną i przekonaj się, jak usprawniliśmy poruszanie się przez uwięzione złoże, niedrożności moczowodów i kręte struktury anatomiczne.

Dzięki unikalnej polimerowej (impregnowanej wolframem) koszulce cieniodajnej, która ułatwia wizualizację pod kontrolą fluoroskopii, przewodnik UroStream wykazuje lepszą cieniodajność od innych dostępnych na rynku przewodników\*.

Rdzeń nitynowy jest wzmocniony i odporny na zginanie, a giętka końcówka dystalna zmniejsza ryzyko niezamierzonych urazów.




\* Badanie cieniodajności przewodnika UroStream firmy Cook i obecnie dostępnych na rynku przewodników. TS210234-R (2021).



**Stworzony przez firmę Cook – od początku do końca!**

Zacznij korzystać z przewodnika UroStream i poznaj zalety naszej kompleksowej oferty produktów, które usprawniają przebieg zabiegów.



## Prowadnik UroStream™ z powłoką hydrofilną

Stosowany do uzyskiwania dostępu i tworzenia kanału roboczego oraz przy umieszczaniu, ponownym zakładaniu i wymianie wyrobów medycznych w trakcie zabiegów urologicznych.

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Średnica inch	Długość cm	Długość zwężenia cm	Długość giętkiej końcówki cm
<b>Standardowy trzon z prostą końcówką: nitynol z koszulką poliuretanową impregnowaną wolframem</b>					
G59149	UROS-025150	0,025	150	14	3
G59151	UROS-035150	0,035	150	14	3
G59155	UROS-038150	0,038	150	14	3
<b>Standardowy trzon z zakrzywioną końcówką: nitynol z koszulką poliuretanową impregnowaną wolframem</b>					
G59150	UROS-025150-A	0,025	150	14	3
G59152	UROS-035150-A	0,035	150	14	3
G59158	UROS-038150-A	0,038	150	14	3
<b>Sztywny trzon z prostą końcówką: nitynol z koszulką poliuretanową impregnowaną wolframem</b>					
G59153	UROS-035150-S	0,035	150	20	3
G59156	UROS-038150-S	0,038	150	20	3
<b>Sztywny trzon z zakrzywioną końcówką: nitynol z koszulką poliuretanową impregnowaną wolframem</b>					
G59154	UROS-035150-AS	0,035	150	20	3
G59159	UROS-038150-AS	0,038	150	20	3

## Customer Support

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)

Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



CC, URO-A4