Zugang, Ausrichtung und Sicherheit



Tri-Tome pc®

TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

Das Tri-Tome pc mit DomeTip®, dediziertem Führungsdraht und Injektionslumen bietet herausragende Eigenschaften für Zugang und Injektion, sodass Sie sich voll auf bessere Ergebnisse für Ihre Patienten konzentrieren können. Das Protector™ Modell zeichnet sich zudem durch eine Isolierung am proximalen Teil des Tri-Tome Schneidedrahts aus, die den Kontakt zwischen Schneidedraht und Endoskop verringert.

COOK® MEDICAL



Tri-Tome®

TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

Zur endoskopischen Kanulierung des Gangsystems und zur Sphinkterotomie.

- An der Anatomie orientiertes DomeTip Design für reibungslosen, einfachen Zugang
- Angepasster 3D-Formgebungsdraht zur Ausrichtung
- Protector™ Isolierung am proximalen Teil des Schneidedrahts reduziert den Kontakt zwischen Schneidedraht und Endoskop, wodurch sich die Gefahr einer Beschädigung von Schneidedraht und Endoskop (bei Modell TRI-25M-P erhältlich) verringert.

Bestellnummer	Referenznummer	Spitze	Schneidedraht-länge mm	Schneidedraht-typ	Führungs-draht* Durchmesser Inch	Anschlussfarbe
Tri-Tome pc® und Tri-Tome pc® Protector™						
G22583	**TRI-20**	DomeTip	20	Drahtarmiert	0,035	Lila
G22584	**TRI-20M**	DomeTip	20	Monofilament	0,035	Lila
G22554	**TRI-25**	DomeTip	25	Drahtarmiert	0,035	Lila
G22555	**TRI-25M**	DomeTip	25	Monofilament	0,035	Lila
G26826	**TRI-25M-SLT**	DomeTip	25	Monofilament	0,035	Lila
G22556	**TRI-30**	DomeTip	30	Drahtarmiert	0,035	Lila
G22557	**TRI-30M**	DomeTip	30	Monofilament	0,035	Lila
G49197	**TRI-25M-P**	DomeTip	25	Monofilament	0,035	Lila

** Mindestdurchmesser des Arbeitskanals: 2,8 mm. 7-Fr-Katheter. * Acrobat® 2 Führungsdraht mit kalibrierter Spitze empfohlen (separat erhältlich). HF-Kabel separat erhältlich.*

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich der Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Gerätenamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu aufgeführt sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland – French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland – Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland – German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com

COOK® MEDICAL

AI, ESC, IR, PI-A4

© COOK 07/2026