Accesso, orientamento e sicurezza



Tri-Tome pc®

TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

Grazie alla comoda DomeTip® e agli appositi lumi per la guida e di iniezione, Tri-Tome pc offre eccezionali prestazioni di accesso e di iniezione, permettendo al medico di concentrarsi sui migliori esiti per il paziente. Nel modello Protector™ è stato inoltre aggiunto un materiale isolante sulla parte prossimale del filo di taglio di Tri-Tome, per ridurre la possibilità di contatto tra il filo di taglio e l'endoscopio.

COOK® MEDICAL



Tri-Tome®

TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

Usato per l'incannulamento endoscopico del sistema duttale e per la sfinterotomia.

- La punta DomeTip è stata progettata tenendo conto delle strutture anatomiche per garantire un accesso agevole
- Filo di formatura 3D su misura per un corretto orientamento
- Il materiale isolante Protector™ sulla parte prossimale del filo di taglio riduce la possibilità di contatto tra quest'ultimo e l'endoscopio, con un minor rischio di danni al filo di taglio e all'endoscopio (disponibile su TRI-25M-P)

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Punta	Lunghezza del filo di taglio mm	Tipo di filo di taglio	Diametro della guida* inch	Codifica cromatica Color Connection
Tri-Tome pc® e Tri-Tome pc® Protector™						
G22583	**TRI-20**	DomeTip	20	Intrecciato	0,035	Viola
G22584	**TRI-20M**	DomeTip	20	Monofilamento	0,035	Viola
G22554	**TRI-25**	DomeTip	25	Intrecciato	0,035	Viola
G22555	**TRI-25M**	DomeTip	25	Monofilamento	0,035	Viola
G26826	**TRI-25M-SLT**	DomeTip	25	Monofilamento	0,035	Viola
G22556	**TRI-30**	DomeTip	30	Intrecciato	0,035	Viola
G22557	**TRI-30M**	DomeTip	30	Monofilamento	0,035	Viola
G49197	**TRI-25M-P**	DomeTip	25	Monofilamento	0,035	Viola

**Canale operativo minimo di 2,8 mm. Catetere da 7 Fr. *Si consiglia l'uso della guida con punta calibrata Acrobat® 2, venduta separatamente. Cavo diatermico venduto separatamente.*

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle Istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio rappresentante Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland – French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland – Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland – German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com

COOK® MEDICAL

AI, ESC, IR, PI-A4

© COOK 07/2026 ESC-WF1254898-IT-F