
Eine Alternative für den Zugang




EchoTip® Ultra

HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE

Wenn Sie einen pankreatobiliären Zugang nicht durch ERCP anlegen können, benötigen Sie eine Alternative. Aus diesem Grund hat Cook Medical die HD-Ultraschall-Zugangsnadel entwickelt – die erste therapeutische EUS-Nadel zur Anlage eines Zugangs. Durch das höchst echogene Vertiefungsmuster und den ergonomischen Griff lässt sich sicherstellen, dass die Nadel zielgenau eingesetzt wird und das Verfahren stabil und sicher abläuft.

COOK MEDICAL



EchoTip® Ultra

HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE

Dieses Produkt dient zum Zugang zu bzw. zur Entnahme von submukosalen und extramuralen Läsionen des Magen-Darm-Trakts, zum Zugang zu den intra- oder extrahepatischen Gallengängen, zum Pankreasgang, zum Gallenblasengang oder zur Verabreichung von injizierbaren Substanzen in Gewebe über den Arbeitskanal eines Ultraschallendoskops.

Dieses Produkt wird steril geliefert und ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

- Das Vertiefungsmuster fördert die Sichtbarkeit im Ultraschall
- Die natürliche Griffkontur sorgt für präzise Nadelsteuerung und Stabilität
- Die atraumatische Nadelspitze ist für die Passage eines Führungsdrahts mit einem Durchmesser von 0,035 Inch zur Aufrechterhaltung des Zugangs geeignet
- Das abgeschrägte Stilett dient zur Punktion und zum Anlegen eines Zugangs
- Die Stilettkappe trägt zur Fixierung des Stiletts an der Punktionsstelle bei

Bestellnummer	Referenznummer	Nadel Gauge	Ausfahrlänge der Nadel cm	Schleuse Fr	Spitze des Stiletts	Mindestgröße des Arbeitskanals mm
G52012	ECHO-HD-19-A	19	0–8	5,2–4,3	Abgeschrägt	2,8

Arretierbare 5-mL- und 10-mL-Vakuumspritze im Lieferumfang enthalten.

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Gerätenamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Beachten Sie, dass bestimmte Produkte oder Artikelnummern eventuell nicht in allen Ländern erhältlich sind. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland – French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland – Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland – German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4

© COOK 04/2026