
Un'alternativa per l'accesso duttale.




EchoTip® Ultra

HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE

In caso di accesso pancreatobiliare troppo complesso per l'ERCP, occorre un'alternativa. Ecco perché Cook Medical ha creato l'ago per accesso ecoguidato HD: il primo ago per ecoendoscopia terapeutica appositamente studiato per ottenere l'accesso. L'ago è dotato di un'impugnatura ergonomica, che fornisce stabilità e sicurezza durante la procedura, e di un pattern a rientranze ad alta ecogenicità che contribuiscono a garantire che l'ago resti all'interno del target.

COOK® MEDICAL



EchoTip® Ultra

HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE

Questo dispositivo è previsto per l'accesso o il prelievo di campioni da lesioni sottomucosali ed extramurali del tratto gastrointestinale e per accedere alle vie biliari intra o extraepatiche, ai dotti pancreatici, al dotto cistico o alla colecisti, oppure per la somministrazione di sostanze iniettabili nei tessuti attraverso il canale operativo di un ecoendoscopio.

Il dispositivo viene fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

- Il pattern a rientranze favorisce la visibilità ecografica
- L'impugnatura ergonomica fornisce stabilità e precisione di controllo dell'ago
- La punta dell'ago atraumatica è progettata per consentire il passaggio di una guida da 0,035 inch e mantenere l'accesso
- Il mandrino a becco di flauto è utilizzato per la puntura e l'accesso
- Il cappuccio del mandrino serve a mantenere in posizione il mandrino durante la puntura

Codice di ordinazione	**Codice prodotto**	Calibro dell'ago	Estensione dell'ago cm	Guaina Fr	Punta del mandrino	Canale operativo minimo mm
G52012	**ECHO-HD-19-A**	19	0-8	5,2-4,3	A becco di flauto	2,8

Include una siringa di aspirazione autobloccante da 5 mL e 10 mL.

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland – French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland – Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland – German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4

© COOK 04/2026