# Una alternativa para el acceso a los conductos biliopancreáticos.





## EchoTip® Ultra

**HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE**

Ante un caso de acceso biliopancreático en el que practicar una CPRE resulta demasiado complejo, se precisa una alternativa. Esta es la razón por la que Cook Medical ha diseñado la aguja de ecoendoscopia para acceso de alta definición, la primera aguja de ecoendoscopia terapéutica indicada para obtener acceso. Además, al disponer de nuestros hoyuelos altamente ecogénicos, así como de un mango ergonómico, es posible asegurar que la aguja está dentro del objetivo y que el procedimiento es estable y seguro.

COOK® MEDICAL



# EchoTip® Ultra

**HD ULTRASOUND ACCESS NEEDLE**

Este dispositivo se utiliza para acceder a lesiones submucosas y extramurales del tracto digestivo, para obtener muestras diagnósticas de dichas lesiones, para acceder a los conductos biliares intrahepáticos o extrahepáticos, los conductos pancreáticos, el conducto cístico o la vesícula biliar, o para la administración de sustancias inyectables al interior de tejidos a través del canal de accesorios de un ecoendoscopio.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

- Hoyuelos para mejorar la visibilidad en ecografías
- Mango de diseño ergonómico para mantener el control y la estabilidad de la aguja con precisión
- Punta de aguja atraumática diseñada para permitir el paso de una guía de 0,035 inches para mantener el acceso
- Estilete biselado para realizar la punción y el acceso
- Tapa del estilete diseñada para mantener la posición del estilete durante la punción

| Referencia | Referencia de producto | Calibre de la aguja (G) | Extensión de la aguja (cm) | Vaina (Fr) | Punta del estilete | Canal de accesorios mínimo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G52012 | ECHO-HD-19-A | 19 | 0-8 | 5,2-4,3 | Biselada | 2,8 |

*Se incluye jeringa de fijación por vacío de 5 mL y 10 mL.*

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las Instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.


## Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland – French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland – Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland – German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
**Americas:**
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com
**Australia:**
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com


AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4

© COOK 04/2026 